

## 产品手册

### H\_IL22 Reporter 293 Cell Line

### H\_IL22 Reporter 293 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.2

## 目录

|         |                                     |    |
|---------|-------------------------------------|----|
| 一、      | 产品基本信息及组分 .....                     | 3  |
| 二、      | 包装、运输及储存 .....                      | 3  |
| 三、      | 产品描述 .....                          | 4  |
| 四、      | 材料准备 .....                          | 5  |
| 1.      | 细胞培养、冻存、复苏试剂准备 .....                | 5  |
| 2.      | 试剂耗材准备 .....                        | 5  |
| 五、      | 细胞复苏、传代、冻存 .....                    | 6  |
| 1.      | 细胞复苏 .....                          | 6  |
| 2.      | 细胞传代（以 10 cm 皿为例） .....             | 6  |
| 3.      | 细胞冻存 .....                          | 6  |
| 六、      | 使用方法（示例） .....                      | 7  |
| 1.      | 激活剂验证实验 .....                       | 7  |
| 1)      | 细胞准备 .....                          | 7  |
| 2)      | 药物准备 .....                          | 7  |
| 3)      | 加样步骤 .....                          | 8  |
| 4)      | 报告基因检测 .....                        | 8  |
| 5)      | 验证结果 .....                          | 9  |
| 2.      | 抗体 Block 验证实验（Anti-H_IL-22R1） ..... | 10 |
| 1)      | 细胞准备 .....                          | 10 |
| 2)      | 药物准备 .....                          | 10 |
| 3)      | 加样步骤 .....                          | 11 |
| 4)      | 报告基因检测 .....                        | 11 |
| 5)      | 验证结果 .....                          | 12 |
| 3.      | 抑制剂验证实验（Anti-H_IL-22） .....         | 13 |
| 1)      | 细胞准备 .....                          | 13 |
| 2)      | 药物准备 .....                          | 13 |
| 3)      | 加样步骤 .....                          | 15 |
| 4)      | 报告基因检测 .....                        | 15 |
| 5)      | 验证结果 .....                          | 15 |
| 附录 1    | 流式验证数据 .....                        | 16 |
| 相关产品    | .....                               | 16 |
| 使用许可协议： | .....                               | 17 |

## 一、产品基本信息及组分

### 基本信息

| 产品编号      | 产品名称                          | 规格           |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| GM-C19682 | H_IL22 Reporter 293 Cell Line | 5E6 Cells/mL |

### 组成成分

| 产品编号      | 产品名称                          | 规格           | 数量  | 储存     |
|-----------|-------------------------------|--------------|-----|--------|
| GM-C19682 | H_IL22 Reporter 293 Cell Line | 5E6 Cells/mL | 1 管 | -196°C |

## 二、包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关 Assay，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

### 三、 产品描述

IL-22 在 2000 年发现，是 IL-10 家族一员。IL-22 基因编码 179 氨基酸，移除 33 个氨基酸的信号肽后，是 146 个氨基酸的分泌型 IL-22。IL-22 与由 IL-22R1 和 IL-10R2 组成的异源二聚体跨膜受体复合物结合，激活了 JAK1-STATs 通路激活，产生相应的效应功能。此外还有一个分泌型受体 IL-22BP，通过结合 IL-22 阻断其信号。IL-22 不直接调节白细胞的功能，而是靶向一线防御系统的细胞，例如呼吸上皮细胞。其作用可以是免疫调节或促炎反应。IL-22 还可能通过上调肺部的趋化因子来发挥其防御作用，并防止肺部在炎症急性期（例如真菌感染，肺炎，过敏性气道炎症的初始阶段等）中遭受损害。

吉满生物 H\_IL22 Reporter 293 Cell Line 细胞系是基于 JAK-STAT 信号通路构建的一种 Luciferase 报告基因细胞系。当 IL-22 结合 IL-22R $\alpha$ 1、IL10R $\beta$  受体后，激活 STATs 信号通路，从而激活荧光素酶（Luciferase）的表达。Luciferase 读值即代表信号通路的激活效果，因此可用于 IL-22 相关药物的体外效果评价。




Fig 1.IL22 信号通路图

## 四、 材料准备

### 1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

|               |                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞复苏培养基:      | DMEM+10% FBS+1% P.S                                                                                                                          |
| 细胞生长培养基:      | DMEM+10% FBS+1% P.S+4 $\mu\text{g/mL}$ Blasticidin+400 $\mu\text{g/mL}$ G418+125 $\mu\text{g/mL}$ Hygromycin+0.75 $\mu\text{g/mL}$ Puromycin |
| 细胞冻存培养基:      | 90% FBS+10% DMSO                                                                                                                             |
| Assay Buffer: | DMEM+1% FBS+1% P.S                                                                                                                           |

### 2. 试剂耗材准备

#### 试剂准备

| Reagent                               | Specification          | Manufacturer/Catalogue No. |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Puromycin                             | 25 mg                  | Genomeditech/GM-040401-1   |
| Blasticidin                           | 10 mg                  | Genomeditech/GM-040404-1   |
| G418                                  | 1 g                    | Genomeditech/GM-040402-1   |
| Hygromycin                            | 1 g                    | Genomeditech/GM-040403-1   |
| Pen/Strep                             | 100 mL                 | Thermo/15140-122           |
| Fetal Bovine Serum                    | 500 mL                 | ExCell/FSP500              |
| DMEM                                  | 500 mL                 | gibco/C11995500BT          |
| 96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture | 96-well                | Corning/3894               |
| 96 well round well culture plate      | 96-well                | NEST/701001                |
| 96 well White Flat Bottom Polystyrene | 96-well                | Corning/3912               |
| Not Treated Microplate                |                        |                            |
| Human IL22 Protein                    | 10 $\mu\text{g}$       | SinoBiological/13059-HNAE  |
| Anti-H_IL-22R1                        | hIgG1 10 $\mu\text{g}$ | Genomeditech/GM-46382AB    |
| Antibody(ARGX-112)                    |                        |                            |
| Anti-H_IL-22                          | hIgG1 10 $\mu\text{g}$ | Genomeditech/GM-46509AB    |
| Antibody(Fezakinumab)                 |                        |                            |
| GMOne-Step 2.0 Luciferase Reporter    | 1000 tests             | Genomeditech/GM-040513C    |
| Gene Assay Kit                        |                        |                            |

#### 重要仪器

| Equipment | Manufacturer/Catalogue No.         |
|-----------|------------------------------------|
| 细胞计数仪     | ThermoFisher Scientific/Countess 3 |
| 酶标仪       | Moleculardevices/SpectraMax L      |

## 五、细胞复苏、传代、冻存

### 1. 细胞复苏

注：为确保最高存活率，应在收到冻存细胞后立即解冻并复苏培养。如果在收到细胞后需要继续储存，将其置于液氮罐中，严禁储存在 $-70^{\circ}\text{C}$ ，因为在 $-70^{\circ}\text{C}$ 下储存会导致活性丧失。

- 37 $^{\circ}\text{C}$ 水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀，176  $\times$  g，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞  $\geq 3 \times 10^6$  cells/mL。
- 通过补充复苏培养基的形式，调整活细胞密度到  $2-3 \times 10^5$  cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

### 3. 细胞冻存

- 使用 176  $\times$  g，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为  $5 \times 10^6$  cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中， $-80^{\circ}\text{C}$ 下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

### 2. 细胞传代（以 10 cm 皿为例）

注：细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为上皮细胞，贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况，当细胞密度达到 80%，需要进行细胞传代。推荐细胞传代比例为 1:3-1:4，2-3 天传代。注意保持密度不超过 80%，否则可能会因细胞受到挤压而导致活性减弱。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37 $^{\circ}\text{C}$  消化 30-60 s，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来，176  $\times$  g 室温离心 3 min。

注意事项：

- 细胞刚复苏，死细胞较多，属于正常现象，经调整会有明显好转，状态稳定后，传代后死细胞会变少，细胞生长速度趋于稳定。
- 注意保持密度不超过 80%，否则可能会因细胞受到挤压而导致活性减弱。

## 六、 使用方法（示例）

### 1. 激活剂验证实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H\_IL22 Reporter 293 Cell Line 细胞量为  $1.5 \times 10^4$  Cells/孔。使用 Human IL22 Protein（16.9 kDa）起始浓度(Conc.01)为  $3 \mu\text{g/mL}$ ，4 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.11 分别排布在 B1-B11，B12 为 0 浓度对照。周围为  $100 \mu\text{L}$  PBS，以防止边孔蒸发。

孔板布局：

|   | 1                  | 2       | 3         | 4           | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10          | 11          | 12         |   |
|---|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| A | PBS                | PBS     | PBS       | PBS         | PBS         | PBS         | PBS        | PBS          | PBS          | PBS         | PBS         | PBS        |   |
| B | Human IL22 Protein | 3 μg/mL | 750 ng/mL | 187.5 ng/mL | 46.88 ng/mL | 11.72 ng/mL | 2.93 ng/mL | 732.42 pg/mL | 183.11 pg/mL | 45.78 pg/mL | 11.45 pg/mL | 2.86 pg/mL | 0 |
| C | PBS                | PBS     | PBS       | PBS         | PBS         | PBS         | PBS        | PBS          | PBS          | PBS         | PBS         | PBS        |   |
| D |                    |         |           |             |             |             |            |              |              |             |             |            |   |
| E |                    |         |           |             |             |             |            |              |              |             |             |            |   |
| F |                    |         |           |             |             |             |            |              |              |             |             |            |   |
| G |                    |         |           |             |             |             |            |              |              |             |             |            |   |
| H |                    |         |           |             |             |             |            |              |              |             |             |            |   |

### 1) 细胞准备

在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为  $1.5 \times 10^5$  cells/mL。以排枪加  $100 \mu\text{L}$  细胞/孔至中间 12 个孔。周围的孔加  $100 \mu\text{L}$  PBS。盖盖板盖，于孵箱中孵育过夜使用。

### 2) 药物准备

- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测药物，使用一行（如 B1-B12）。
- 母液配置

| 药物名称               | 储液         | 母液 | 配置方法   |
|--------------------|------------|----|--------|
| Human IL22 Protein | 0.15 mg/mL | /  | 直接使用储液 |

- d) 96 孔 V 中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B1 孔加入 143.7  $\mu\text{L}$  Assay Buffer，B2-B12 孔，加入 110  $\mu\text{L}$  Assay Buffer。
- e) 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B1 中加入 2.93  $\mu\text{L}$  Human IL22 Protein），混匀。

| 母液吸取                                     | 梯度稀释孔，依次从前孔吸取 36.7 $\mu\text{L}$ ，加入次孔 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 对照组               |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                          | 1                                      | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| 2.93 $\mu\text{L}$ Human IL22 Protein 加入 | 143.7 $\mu\text{L}$                    | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ | 110 $\mu\text{L}$ |
|                                          |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

- f) 从第一个梯度稀释孔 B1 中吸取 36.7  $\mu\text{L}$ ，加入到第二个梯度稀释孔 B2，充分混匀。
- g) 以此类推，直至第 11 个梯度稀释孔（B11）。

### 3) 加样步骤

- a) 将步骤 1 孵育过夜的孔板取出，每孔吸弃 100  $\mu\text{L}$  培养基。
- b) 加入之前准备好的梯度稀释液，每孔 100  $\mu\text{L}$ 。
- c) 盖上班盖，于 37  $^{\circ}\text{C}$  CO<sub>2</sub> 培养箱中培养 16 h。
- d) 使用报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

### 4) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

|                               |             |                    |                       |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| H_IL22 Reporter 293 Cell Line | PBS Control | 3 $\mu\text{g/mL}$ | 2.86 $\mu\text{g/mL}$ |
|                               | 10610       | 4677611            | 12643                 |



## 5) 验证结果




Fig 2 .Human IL22 Protein 激活验证结果

(右图对药物或抗体进行质量浓度和摩尔浓度的换算后绘制)

## 2. 抗体 Block 验证实验 (Anti-H\_IL-22R1)

操作步骤可调整优化, 对于本实验, 推荐 H\_IL22 Reporter 293 Cell Line 细胞量为  $1.5 \times 10^4$  Cells/孔。使用 Human IL22 Protein(16.9 kDa)终浓度为 0.01  $\mu\text{g/mL}$  ( $\text{EC}_{50}=0.01168 \mu\text{g/mL}$ ), Anti-H\_IL-22R1(150 kDa)起始终浓度(Conc.01)为 50  $\mu\text{g/mL}$ , 3 倍梯度稀释, Conc.01-Conc.13 分别排布在 B2-C5, C6 为 0 浓度对照。周围为 100  $\mu\text{L}$  PBS, 以防止边孔蒸发。

孔板布局:

|   |                                       | 1   | 2               | 3               | 4              | 5              | 6               | 7               | 8              | 9              | 10            | 11            | 12  |
|---|---------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| A |                                       | PBS | PBS             | PBS             | PBS            | PBS            | PBS             | PBS             | PBS            | PBS            | PBS           | PBS           | PBS |
| B | 0.01 μg/mL<br>IL22+Anti-H_IL-<br>22R1 | PBS | 50<br>μg/mL     | 16.67<br>μg/mL  | 5.56<br>μg/mL  | 1.85<br>μg/mL  | 617.28<br>ng/mL | 205.76<br>ng/mL | 68.59<br>ng/mL | 22.86<br>ng/mL | 7.62<br>ng/mL | 2.54<br>ng/mL | PBS |
| C | 0.01 μg/mL<br>IL22+Anti-H_IL-<br>22R1 | PBS | 846.75<br>pg/mL | 282.25<br>pg/mL | 94.08<br>ng/mL | 31.36<br>ng/mL | 0               | PBS             | PBS            | PBS            | PBS           | PBS           | PBS |
| D |                                       | PBS | PBS             | PBS             | PBS            | PBS            | PBS             | PBS             |                |                |               |               |     |
| E |                                       |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |
| F |                                       |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |
| G |                                       |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |
| H |                                       |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |

### 1) 细胞准备

在实验前 16-24 h, 将细胞从培养瓶中取出, 消化离心收集细胞沉淀, 使用适量完全培养基重悬细胞, 检测细胞活力并计数, 再以完全培养基调整细胞浓度为  $1.5 \times 10^5$  cells/mL。以排枪加 100  $\mu\text{L}$  细胞/孔至中间 15 个孔。周围的孔加 100  $\mu\text{L}$  PBS。盖上车盖, 于孵箱中孵育过夜使用。

### 2) 药物准备

- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测抗体, 使用两行 (如 B2-C6)。
- 母液配置

| 抗体名称           | 储液         | 母液 | 配置方法   |
|----------------|------------|----|--------|
| Anti-H_IL-22R1 | 1.67 mg/mL | /  | 直接使用储液 |

- d) 96 孔 V 中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2 孔加入 77.6  $\mu\text{L}$  Assay Buffer，B3-C6 孔，加入 55  $\mu\text{L}$  Assay Buffer。
- e) 吸取 4.94  $\mu\text{L}$  待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2），混匀。

| 母液吸取 |                        | 梯度稀释孔，依次从前孔吸取 27.5 μL，加入次孔 |                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
|------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
|      |                        | 1                          | 2                                                                                  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 |  |
| A    |                        |                            |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
| B    | 4.94 μL Anti-H_IL-22R1 | 加入                         | 77.6 μL                                                                            | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL |    |  |
| C    | 从 B11 中取 27.5 μL       | 加入                         | 55 μL                                                                              | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL |       |       |       |       |       |    |  |
| D    |                        |                            |   |       |       |       | 对照孔   |       |       |       |       |       |    |  |
| E    |                        |                            |                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
| F    |                        |                            |                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
| G    |                        |                            |                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
| H    |                        |                            |                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |

- f) 从第一个梯度稀释孔 B2 中吸取 27.5  $\mu\text{L}$ ，加入到第二个梯度稀释孔 B3，充分混匀。
- g) 以此类推，直至第 14 个梯度稀释孔（C5），C6 为不加抗体的对照。
- h) 将装有稀释好的药物的多孔板盖上盖板。

### 3) 加样步骤

- a) 将稀释好的抗体取 50  $\mu\text{L}$  加入到步骤 1 准备好的孔板中，孵育 1 h。
- b) 孵育的同时配置 2 $\times$ 激活剂，0.02  $\mu\text{g}/\text{mL}$  Human IL22 Protein（2  $\mu\text{L}$  0.15  $\text{mg}/\text{mL}$  human IL22 加入到 15  $\text{mL}$  Assay Buffer 中，混匀后使用）。
- c) 1 h 后，将步骤 b 配置的激活剂加入到步骤 a 孵育过的孔板中，每孔 50  $\mu\text{L}$ ，混匀后盖上检测盖板，于 37 $^{\circ}\text{C}$   $\text{CO}_2$  培养箱中继续孵育 15 h。
- d) 收样检测 Luciferase。

### 4) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

| H_IL22 Reporter 293 Cell<br>Line+Anti-H_IL-22R1 | IL-22+<br>No Ab Control | IL-22+50 $\mu\text{g}/\text{mL}$<br>Anti-H_IL-22R1 | IL-22+31.36 $\text{ng}/\text{mL}$<br>Anti-H_IL-22R1 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 | 306264                  | 3288                                               | 194030                                              |

## 5) 验证结果




Fig 3.Anti-H\_IL-22R1 抑制验证结果

(右图对药物或抗体进行质量浓度和摩尔浓度的换算后绘制)

### 3. 抑制剂验证实验 (Anti-H\_IL-22)

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H\_IL22 Reporter 293 Cell Line 细胞量为  $1.5 \times 10^4$  Cells/孔。使用 Human IL22 Protein (16.9 kDa) 终浓度为 0.01  $\mu\text{g/mL}$  ( $\text{EC}_{50}=0.01168 \mu\text{g/mL}$ )，Anti-H\_IL-22 (150 kDa) 起始浓度(Conc.01)为 50  $\mu\text{g/mL}$ ，3 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.13 分别排布在 B2-C5，C6 为 0 浓度对照。周围为 100  $\mu\text{L}$  PBS，以防止边孔蒸发。

孔板布局：

|   | 1                              | 2   | 3               | 4               | 5              | 6              | 7               | 8               | 9              | 10             | 11            | 12            |     |
|---|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| A |                                | PBS | PBS             | PBS             | PBS            | PBS            | PBS             | PBS             | PBS            | PBS            | PBS           | PBS           |     |
| B | 0.01 μg/mL<br>IL22+Anti-H_IL22 | PBS | 50<br>μg/mL     | 16.67<br>μg/mL  | 5.56<br>μg/mL  | 1.85<br>μg/mL  | 617.28<br>ng/mL | 205.76<br>ng/mL | 68.59<br>ng/mL | 22.86<br>ng/mL | 7.62<br>ng/mL | 2.54<br>ng/mL | PBS |
| C | 0.01 μg/mL<br>IL22+Anti-H_IL22 | PBS | 846.75<br>pg/mL | 282.25<br>pg/mL | 94.08<br>ng/mL | 31.36<br>ng/mL | 0               | PBS             | PBS            | PBS            | PBS           | PBS           | PBS |
| D |                                | PBS | PBS             | PBS             | PBS            | PBS            | PBS             | PBS             |                |                |               |               |     |
| E |                                |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |
| F |                                |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |
| G |                                |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |
| H |                                |     |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |               |               |     |

#### 1) 细胞准备

在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为  $1.5 \times 10^5$  cells/mL。以排枪加 100  $\mu\text{L}$  细胞/孔至中间 15 个孔。周围的孔加 100  $\mu\text{L}$  PBS。盖上报盖，于孵箱中孵育过夜使用。

#### 2) 药物准备

- 使用 2 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 在 1 个 96 孔 V 底板中，加入 2 $\times$ 激活剂（2  $\mu\text{L}$  0.15 mg/mL Human IL22 Protein 加入到 15 mL Assay Buffer 中，混匀），52  $\mu\text{L}$  每孔。具体排布如下：

|   | 1               | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| A |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| B | 0.02 µg/mL IL22 | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL |    |
| C | 0.02 µg/mL IL22 | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL | 52 µL |       |       |       |       |       |    |
| D |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| E |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| F |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| G |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| H |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |

c) 在另一块 96 孔 V 底板中, 进行抗体稀释。

d) 每个待测抗体, 使用两行 (如 B2-C6)。

e) 母液配置

| 抗体名称        | 储液         | 母液 | 配置方法   |
|-------------|------------|----|--------|
| Anti-H_IL22 | 1.79 mg/mL | /  | 直接使用储液 |

f) 96 孔 V 中, 加入 Assay Buffer, 各孔体积见下表, 如 B2 孔加入 77.9 µL Assay

Buffer, B3-C6 孔, 加入 55 µL Assay Buffer。

| 母液吸取 |                      | 梯度稀释孔，依次从前孔吸取 27.5 μL，加入次孔 |                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|      |                      | 1                          | 2                                                                                    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 |
| A    |                      |                            |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| B    | 4.61 μL Anti-H_IL-22 | 加入                         | 77.9 μL                                                                              | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL |    |
| C    | 从 B11 中取 27.5 μL     | 加入                         | 55 μL                                                                                | 55 μL | 55 μL | 55 μL | 55 μL |       |       |       |       |       |    |
| D    |                      |                            |   |       |       |       | 对照孔   |       |       |       |       |       |    |
| E    |                      |                            |                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| F    |                      |                            |                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| G    |                      |                            |                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| H    |                      |                            |                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |

g) 吸取 4.61 µL 待测样品母液, 加入到第一个梯度稀释孔中 (如 B2), 混匀。

h) 从第一个梯度稀释孔 B2 中吸取 27.5 µL, 加入到第二个梯度稀释孔 B3, 充分混匀。

i) 以此类推, 直至第 14 个梯度稀释孔 (C5), C6 为不加抗体的对照。

### 3) 加样步骤

- 将稀释好的抗体取 52  $\mu\text{L}$  分别加入到步骤 2 准备好的激活剂孔板中，混合孵育 1 h。
- 1 h 后，将步骤 1 孵育过夜的孔板取出，每孔吸弃 100  $\mu\text{L}$  培养基，加入步骤 a 混合孵育后的激活剂与抗体稀释液，每孔 100  $\mu\text{L}$ 。
- 盖上检测盖板，于 37°C CO<sub>2</sub> 培养箱中继续孵育 15 h。
- 收样检测 Luciferase。

### 4) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

| H_IL22 Reporter 293 Cell Line+Anti-H_IL-22 | IL-22+<br>No Ab Control | IL-22+50 $\mu\text{g/mL}$<br>Anti-H_IL-22 | IL-22+31.36 ng/mL<br>Anti-H_IL-22 |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | 306264                  | 3278                                      | 312929                            |

### 5) 验证结果




Fig 4. Anti-H\_IL-22 抑制验证结果

(右图对药物或抗体进行质量浓度和摩尔浓度的换算后绘制)

## 附录 1 流式验证数据




Fig 5. FACS

(使用 Anti-H\_IL-22R1 hIgG1 Antibody(ARGX-112) Genomeditech/GM-46382AB 流式验证)

## 相关产品

| IL-22                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">Anti-H_IL-22 hIgG1 Antibody(Fezakinumab)</a> | <a href="#">Anti-H_IL-22R1 hIgG1 Antibody(ARGX-112)</a> |



## 使用许可协议:

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。