

Genomeditech (Shanghai) Co.,Ltd.
Order: 021-68455258/50432826/50432825

Toll-free: 400 627 9288

Email: service@genomeditech.com


# **MEF3-Luc Reporter Lentivirus**

MEF3 报告基因慢病毒是吉满生物自主研发的用于检测 MEF3 转录活性水平为目的的荧光素酶报告基因慢病毒颗粒。

MEF3 报告基因慢病毒主要应用于 Myocyte Enhancer Factor 3 信号通路、药物研究、相关基因的调控和功能的研究。

pGMLV-MEF3-Lu是在pGMLV-Lu慢病毒载体的多克隆位点插入了多个MEF3结合位点,可以高灵敏度地检测 MEF3 的激活水平。采用慢病毒作为报告基因的优点在于它能够感染多种难感染的细胞,比如原代细胞,干细胞,神经元细胞等。而且慢病毒能够将外源基因插入细胞基因组内,实现稳定转染。

## 图谱信息



## 产品基本信息及组分

产品编号	产品组分	产品名称	包装规格
GM-022072	GM-022072-50	MEF3-Luc Reporter Lentivirus	50 μL×4 管;≥1E8
			TU/mL

## 注意事项:

- 1. 病毒操作时最好使用生物安全柜,如使用普通超净工作台操作病毒,请不要打开风机。
- 2. 病毒操作时请穿实验服, 带口罩和乳胶手套。
- 3. 操作病毒时必须特别小心,不要产生气雾或飞溅。如操作时超净台有病毒污染,立即用 10%次氯酸钠溶液搽拭干净。接触过病毒的枪头、离心管和培养板等需用 10%次氯酸钠溶 液浸泡 1h 以上后弃去。
- 4. 用显微镜观察细胞感染情况时应遵从以下步骤: 拧紧培养瓶或盖紧培养板。用 70%乙醇 清理培养瓶外壁后到显微镜出观察拍照。离开显微镜试验台前,用 70%乙醇清理实验台。
- 5. 病毒操作完成后,用肥皂清洗双手。

#### 保存条件:

-80℃保存。(保存时间以 12 个月以内为宜,如保存时间过长,使用前请重新检测病毒滴度) **备注:** 

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。



Genomeditech (Shanghai) Co.,Ltd. Order: 021-68455258/50432826/50432825

Toll-free: 400 627 9288

Email: service@genomeditech.com