


Super PiggyBac Transposase

图谱信息:



质粒元件信息:

Transposase	4444..5406
SV40 poly(A) signal	5424..5558
M13 rev	5714..5730
ori	6116..6704
AmpR	6875..7735
AmpR promoter	7736..7840
f1 ori	7867..8322
M13 fwd	8463..8479

质粒测序引物:

3'-GTGGTTTGTCCAAACTCATC-5'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-021119	Super PiggyBac Transposase	1 µg

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

注意事项:

为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存，冰袋发货，发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

Genomeditech