


PiggyBac Dual Promoter

图谱信息:



质粒元件信息:

AmpR promoter	1..105
f1 ori	131..586
M13 fwd	728..744
CMV promoter	1442..1645
EF-1α core promoter	1786..1997
5' LTR (truncated)	2010..2278
CopGFP	2337..2999
T2A	3069..3122
PuroR	3123..3722
SV40 poly(A) signal	3830..3951
ori	5640..6228
AmpR	6399..7259

CMV-F 质粒测序引物:

5'-CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG-3'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-021120	PiggyBac Dual Promoter	1 μg

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

注意事项:

为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存，冰袋发货，发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

Genomeditech