


pCDNA3.1-Zeo-CAT

pCDNA3.1-Zeo-CAT 载体 CMV 强启动子启动目的基因的表达,SV40 promoter 启动 BleoR 的表达。

图谱信息:



质粒元件信息:

CMV enhancer	249..628
CMV promoter	629..832
T7 promoter	877..895
CmR	1040..1699
bGH poly(A) signal	1830..2054
f1 ori	2100..2528
SV40 promoter	2542..2872
EM7 promoter	2920..2967
BleoR	2986..3360
SV40 poly(A) signal	3490..3611
ori	4062..4650
AmpR	4821..5681
AmpR promoter	5682..5786

克隆位点序列信息:

```

      HindIII      BamHI      NotI      XhoI
      |            |            |            |
      A A A C T T A A G C T T G G T A C C G A G C T C G G A T C C A C T A G T C C A G T G T G G T G G A A T T C T G C A G A T A T C C A G C A C A G T G G C G G C C G C T C G A G C T T C G A C
      T T T G A A T T C G A A C C A T G G C T C G A G C C T A G G T G A T C A G G T C A C A C C A C C T T A A G A C G T C T A T A G G T C G T G T C A C C G C G G C G A G C T C G A A G C T G
  
```

质粒测序引物:

5'-CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG-3'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-1013P011	pCDNA3.1-Zeo-CAT	1 µg

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

注意事项:

为了您的健康, 实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存, 冰袋发货, 发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。