


## PEGFP-C1

PEGFP-C1 是哺乳动物细胞过表达载体，CMV 增强型启动子驱动目的基因和 GFP 绿色荧光蛋白的表达。

图谱信息：



质粒元件信息：

CMV enhancer	61..364
CMV promoter	365..568
EGFP	613..1329
SV40 poly(A) signal	1519..1640
f1 ori	1647..2102
AmpR promoter	2129..2233
SV40 promoter	2235..2592
NeoR/KanR	2627..3421
HSV TK poly(A) signal	3653..3700
ori	4029..4617
CMV enhancer	61..364
CMV promoter	365..568

克隆位点序列信息：

BglII XhoI SacI HindIII EcoRI PstI SalI KpnI ApaI BamHI  
 agtccggactcagatctcgagctcaagcttcgaattctgcagtcgacggtaccgcgggcccggatccaccggatctag;  
 tcaggcctgagcttagagctcgagttcgaagcttaagacgctcagctgccatggcgccgggcccctaggtggcctagatc;

质粒测序引物：

5'-CATGGTCCTGCTGGAGTTCGTG-3'

产品基本信息

产品编号	产品名称	包装规格
GM-1013P030	PEGFP-C1	1 $\mu$ g

**使用说明:**

收到产品后请尽快安排转化扩增。

**注意事项:**

为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

**保存条件:**

-20 °C保存。

放于库房-80 °C保存，冰袋发货，发货后保质期一年。

**备注:**

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。